









MESURES À SUIVRE EN CAS DE GALE

Le traitement avec **Topiscab® 5% Crème** consiste en 2 applications cutanées pendant 8 heures, à 8 jours d'intervalle

Quantité à appliquer

-  = 1 tube complet  (Adultes et adolescents > 12 ans) Prénom(s) : _____
-  = 1/2 tube  (Enfants de 6 à 12 ans) Prénom(s) : _____
-  = environ 2 noisettes  (Enfants de 1 à 5 ans) Prénom(s) : _____
-  = environ 1 noisette  (Enfants de 2 mois à 1 an) Prénom(s) : _____

Zones d'application

- Ensemble du corps sauf la tête et le visage
- Ensemble du corps y compris visage, oreilles et cuir chevelu

Ne pas oublier : cou, nuque, paume des mains et plante des pieds, entre les doigts et les orteils, sous les ongles, poignets, coudes, aisselles, organes génitaux externes, fesses

Ne pas appliquer près des yeux, sur la bouche et sur des plaies ouvertes. Faire porter des gants aux enfants qui se lèchent les mains

En pratique

1^{ère} application

Date : _____

2^{ème} application

Date : _____



1/ Prendre une douche, sécher la peau, couper les ongles courts

2/ Appliquer **Topiscab® 5% Crème** en couche mince sur la peau


3/ Mettre du linge propre


4/ Laisser agir le produit pendant au moins 8 heures (pendant la nuit). Si un lavage est nécessaire, réappliquer le produit

5/ Prendre une douche afin d'éliminer les restes de crème


6/ Mettre du linge propre

7/ **Traitement de l'environnement** : Désinfecter tout le linge de toutes les personnes vivant sous le même toit, utilisé depuis moins de 72 heures :

 Laver en machine à 60°C : Vêtements, draps, housses de couette, taies d'oreiller, serviettes ...

 Ou enfermer dans un sac pendant au moins 72 heures à température ambiante :

Chaussures, linge qui ne passe pas en machine

 Ou utiliser un spray acaricide : Matelas, oreillers, couvertures, couettes, coussins, fauteuils, canapés....

Il faut aérer les pièces et attendre 12 heures avant de pouvoir réutiliser une literie qui a été désinfectée par un acaricide

Pour plus d'informations concernant **Topiscab® 5% Crème**, veuillez-vous reporter à la notice. Si les démangeaisons sont trop intenses ou persistent plus de 10 jours, consulter à nouveau votre médecin